


# Endotoksin Test Yöntemi Seçerken Dikkate Alınması Gereken Konular

## Geçersiz Test Oranı




En pahalı olan test, tekrarlamamız gereken testtir. Hem Gel Clot hem Kinetic yöntemlerinde, insan hatasından dolayı oluşan geçersiz bir test, size hem zaman hem de para kaybı olarak döner. Tekrarlamamız gereken test oranını düşük tutarak bütçenizi koruyabilirsiniz.

## Veri Bütünlüğü



Veri bütünlüğü, üretim dünyasında giderek daha önemli hale gelmektedir. Ürün kalitesini ve güvenliğini sağlamak için verilerin güvenilirliği şarttır. Manuel yöntemler yüksek risk taşımaktadır. Otomasyonla güvenli veri bütünlüğünü kazanmak mümkündür.

## Yeni Analisti Yetiştirme Süresi




Analitin test hatası azalır, etkin test sonuçları elde edilebilir ve testlerin tekrarlanması gerekmez. Gel Clot yöntemi analistin en fazla beceri gerektiren test yöntemidir ve geçersiz test oranı yüksektir.

## Yaralanma Riski




Aynı testi defalarca yapmak, analistleri ergonomik yaralanmalara maruz bırakabilir. Tekrarlanan görevleri azaltmak için ekipman dahil edilerek ve gerekli süreçler uygulanarak yaralanma sayısı önemli ölçüde azaltılabilir.

## Eğitim Süresi




Veri bütünlüğü, üretim dünyasında giderek önemli hale gelmektedir. Ürün kalitesini ve güvenliğini sağlamak için verilerin güvenilirliği şarttır. Manuel yöntemler yüksek risk taşımaktadır. Otomasyonla güvenli veri bütünlüğü kazanmak mümkündür.

## LAL Kullanımı



Kartuş teknolojisi atıkları azaltmak, kaynakları yeniden kullanmak ve geri dönüştürmeye uygun şekilde tasarlanmıştır.


## Sarf Malzemeyi Azaltın



Gel Clot veya Kinetic yerine kartuş kullanarak daha az aksesuar satın alabilirsiniz.

Şirketinizin finansman ve envanter yönetimi alanlarında tasarruf etmesini sağlayabilirsiniz.

## Test Hatalarını Azaltın



Test hazırlık süresini kısaltıp test uygulama süresinden de tasarruf edebilirsiniz.

Kartuş teknolojisi kullanarak sadece 5 dakika içinde testi uygulamaya hazır olabilirsiniz. Kartuş teknolojisini kullanarak sadece 15 dakikada test sonucunu alabilirsiniz.

## Test Süresini Azaltın



İnsan hatası, üretim yeri ve laboratuvarında yapılan hatalar önde gelen hatalardır.

İnsan etkileşiminin olduğu süreçlerde mutlaka hatalar meydana gelecektir.

Kartuş teknolojisini kullanarak, incelemelere yol açan hataları en aza indirmek mümkündür.